

Notrufabsicherung für Zusatzstationen im Krankenhaus, Quarantänestationen, Behelfs- und Betreuungsstellen

Tunstall

Die Notrufabsicherung funktioniert über einen tragbaren Notrufempfänger CareAssist, der Notrufsignale von vielen Funksendern empfängt. Der CareAssist signalisiert die eingehenden Notrufe sofort durch einen Rufton, eine Textanzeige im Display und durch Vibrationsalarm. Die Funksender MyAmie können unkompliziert an vielen Stellen platziert oder am Körper (Handgelenk, Halskordel) getragen werden.



**Notrufempfänger
CareAssist**



Funksender MyAmie



Sofort einsatzbereit



**Mobiles Patientenrufsystem
mit Rufempfänger inkl.
Akku und Kittel-Clip**



**Bis zu 128 Sender pro
Rufempfänger programmierbar**



**Sender wasserdicht
und somit vollständig
desinfizierbar**



**Mehrere Rufempfänger
gleichzeitig nutzbar**



**Individuelle Texte für
Notrufe programmierbar**



**Reichweite der
Funksender bis 50m**

**Mobiles Funk-Notrufsystem
für Notfall-/Interimsbetten**